

2.4GHz ワイヤレスシステム

EduMic (エデュマイク)

2.4GHz BLE (低エネルギー消費ブルートゥース) を使って、
オーティコン ベロックス S・ベロックスシリーズの補聴器
に直接音声を届けるシステムです。



1台で複数の補聴器に
音声を送信することが
できます。

カラー/ホワイト
サイズ/H66×W30×D22mm
重さ/36g
電池および電池寿命/約2年(リチウム充電電池で通常使用)

113,190円(税込)

送信機として



教師や保護者の胸元に
取り付け、距離の離れた子どもの
補聴器にマイク機能でダイレクトに音声を送信



オーディオケーブル
を使ってPCやタブ
レットと接続し、音源
をワイヤレスで補聴
器に直接送信

受信機として



教室などで一般的に使用
されているワイヤレス
通信システムの受信機
(ユニバーサル3ピン
タイプ)を接続し、子
どもの胸元に EduMic を
取り付けて補聴器で
ダイレクトに受信

映画館や公共施設など
で設置されたループシ
ステムからの音を補聴
器で直接受信

